




ZOLL® AED Plus® WS

5 YEARS
MAINTENANCE
FREE



AED

自動体外式除細動器

5年間 メンテナンスフリー AED 英語版もあります
ガイドライン2015対応

～心肺蘇生で重要な「胸骨圧迫」を適切にナビゲートします。～

ZOLL® AED Plus® WS

5年間メンテナンスフリーで安心…

保証期間の5年間は、消耗品(電極パッド・バッテリー)の交換が不要です。



本体



成人用パッド
有効期限 5年間




バッテリー
有効期限 5年間

心停止傷病者を救命するために…

目撃者自らが迅速な除細動と適切な胸骨圧迫を施すことが必要です。
この両方の救命処置をサポートするフル・レスキューAEDです。


Point 1 胸骨圧迫ヘルプ機能

音声ガイダンスとディスプレイ表示でリアルタイムにフィードバック。より質の高い胸骨圧迫へサポートします。



Point 2 慌てず適切に操作出来る様々な工夫

一体型の成人用パッドで、より簡単な装着。救命処置の一連の流れはイラストと音声ガイダンスで確認できます。



医療機器承認番号: 22200BZ100015000
一般名称: 非医療従事者向け自動除細動器
販売名: ZOLL AED Plus 半自動除細動器 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

- *1…電極パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。
- *2…セルフテストは週1回の設定です。救命活動に使用した場合、バッテリーの使用期間は5年より短くなる場合がございます。
- *3…未使用の場合です。

- AEDは救命処置のための医療機器です。
- AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時、廃棄時、設置場所が変更となった時には製造販売業者または販売業者まで速やかにご連絡ください。
- AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理のため、右記の内容の確認をお願いいたします。

- ご使用前に取扱説明書及び注意書きをよくお読みの上、正しくお使いください。
- 添付文書は必ずお読みください。
- 製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。
- AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検してください。
- 電極/パッド・バッテリーには交換期限があるため、「AED消耗品交換時期」タグを本体またはソフトケース等のわかりやすい位置に貼り、交換期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施してください。
- 電極パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

TEL ☎ 0800-222-0889 (旭化成 AED コールセンター)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル

tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923

www.ak-zoll.com

【外国特例承認取得者】

ZOLL Medical Corporation (米国)

【ご用命は】