


ZOLL® AED Plus® Accessories
and Training products

AsahiKASEI
旭化成ゾールメディカル



オプションカタログ


AED Accessories



成人用パッドCPR-D-padz
有効期限 60ヵ月以上のものをご提供
商品番号 8900-0815



小児用パッドPedi-padzII
有効期限 21ヵ月以上のものをご提供
商品番号 8900-0810



ソフトケース
AED Plus専用収納ケース
商品番号 0730-0410




バッテリー
Duracellリチウムバッテリー(123A)
10本パック
商品番号 0710-0510




救急セット
内容:万能ハサミ、カミソリ、清浄綿、
ペーパータオル、手袋、フェイスシールド
商品番号 0720-0610



AED収納ボックス
AED Plusを設置するための
専用収納ボックス
寸法:幅37.0cm×奥行19.5cm×高さ37.5cm
重量:約6.5kg
商品番号 0720-0310



AED収納ボックス用スタンド
AED Plus収納ボックスと組み合わせる
ことで自立型の設置が可能
本体寸法:幅37.0cm×奥行19.5cm×高さ90.0cm
底板寸法:幅47.0cm×奥行46.0cm×高さ4.0cm
商品番号 0720-0320



AED壁掛けラック
AED Plusを設置するための
専用収納ラック
寸法:幅28.1cm×奥行17.1cm×高さ24.0cm
商品番号 0720-0330



AED設置看板
ネジもしくは両面テープで設置
(A4サイズ)
商品番号 0730-0220



USB赤外線PCアダプター
AED Plusの赤外線通信ポートから蘇生に
関する情報を転送するためのCDとアダプター
商品番号 8000-0815



ペリカンケース
堅牢性の高い収納ケース(IP67)
商品番号 8000-0837

Training Accessories



トレーニングキットマネキン付

AED Plus実機を用いたトレーニングが可能
内容:ZOLL AED Plus、マネキン、デモ用成人用パッド、
シミュレーター/テスター、バッテリー、文書類一式
商品番号 0790-0201



デモ用成人用パッド

CPRセンサーを内蔵した
デモ用の電極パッド
商品番号 8900-5007



マネキン

救命トレーニングに使用できる
マネキン
商品番号 8000-0835



シミュレーター/テスター

除細動を必要とする場合と必要としない場合の
ECG波形の信号をAED Plusに送るシミュレーター
商品番号 8000-0819



トラベルトレーナー/フラットマン

シミュレーターが内蔵されており、AED Plusと接続して使用
3つの状態の傷病者をシミュレート
重量:0.79kg
商品番号 8008-0006



トレーナー2 本体セット

内容:トレーナー2本体、バッテリー、リモコン、
トレーナー2用成人用パッド、マニュアル
商品番号 8008-0050



トレーナー2用リモコン

交換用

商品番号 8008-0007



トレーナー2用キャリーケース

収納ケース

商品番号 8000-0375



トレーナー2用成人用パッド

パッド部と粘着ゲル部(1ペア)から構成
商品番号 8900-0804



トレーナー2用成人用粘着ゲル

交換用5ペア入り

商品番号 8900-0803



トレーナー2用小児用パッド

6ペア入り

商品番号 8900-0861

- AEDは救命処置のための医療機器です。
- AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時、廃棄時、設置場所が変更となった時には製造販売業者または販売業者まで速やかにご連絡ください。
- AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理のため、以下の内容の確認をお願いいたします。
 - ・ご使用前に取扱説明書及び注意書きをよくお読みの上、正しくお使いください。
 - ・添付文書は必ずお読みください。
 - ・製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。
 - ・AEDのインジケーターや消耗品の交換期限などを日頃から点検してください。
 - ・電極パッド、バッテリーには交換期限があるため、「AED消耗品交換時期」タグを本体またはソフトケース等のわかりやすい位置に貼り、交換期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施してください。
 - ・電極パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。

医療機器承認番号：22200BZ100015000
 一般的名称：非医療従事者向け自動除細動器
 販売名：ZOLL AED Plus 半自動除細動器
 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器



ゾールメディカル社(米国)は、旭化成グループで、クリティカルケア(救命救急)事業を行う会社です。救急医療の進歩と救命活動に貢献し、同時に臨床、運用の両面で効率を高める医療機器、およびソフトウェア・ソリューションの開発と販売を行っています。

ゾールは、蘇生や救命処置を必要とする傷病者を救うために、除細動、モニタリング、胸骨圧迫ヘルプ機能、データ管理、体温管理などに使用する製品といったテクノロジーを、臨床医、救急隊・消防隊、そして一般の人々に提供しています。

詳細については、www.zoll.comをご覧ください。

旭化成グループは、旭化成株式会社を持株会社とする企業グループで、ケミカル・繊維、住宅・建材、エレクトロニクス、ヘルスケアの分野で事業を行っています。

ヘルスケア事業では、救命救急、人工透析、アフレーション療法、輸血、生物製剤製造等のための、機器およびシステムと、医薬品、診断薬、栄養補助食品を取り扱っています。

旭化成グループの従業員数は全世界で28,000人を超え、100か国以上のお客様にサービスを提供しています。

詳細については、www.asahi-kasei.co.jpをご覧ください。

【ご用命は】

昨日まで世界になかったものを。

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

☎0800-222-0889

(旭化成AEDコールセンター)

〒105-0003

東京都港区西新橋2-1-1

興和西新橋ビル

TEL:03-6205-4920(代表)

www.ak-zoll.com

AsahiKASEI
 旭化成ゾールメディカル